

Запрос ценовых предложений на закупку лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг на 2024 год

1) Наименование и адрес заказчика или организатора закупки;	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" 130000 г.Актау, 34 А мкр.здание центр крови, e-mail: oskaktau1@mail.ru Тел: 8/7292/30-10-74
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупки, место поставки, сумму, выделенную для закупки по каждому товару;	Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки;	Указано в приложении №2
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;	РК, Мангистауская обл., г.Актау, 34 А мкр. здание центр крови, 3 этаж, 306 кабинет. Окончательный срок представления ценовых предложений до 14 часов 00 минут 22 декабря 2023 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.	Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-00 часов 22 декабря 2023 года, по адресу РК, Мангистауская область, г.Актау, "Областной центр крови" 34 А мкрн. Здание центр крови, 3 этаж, 306 кабинет.

Согласно п. 106. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупки, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

107. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупки или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Приложение 1

№ Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Тех.характеристика	Место поставки
1 Цоликлон анти Д супер 5мл №20	15	55000,00	825000,00	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ™ - ЦОЛИКЛОН Анти - D СУПЕР во флаконе по 5 мл №20. 5 мл раствора содержит: Активное вещество – антигела моноклональные Анти- D – титр 1:256 Вспомогательные вещества: азид натрия, раствор низкой ионной силы В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета Гематоглинирующая способность на плоскости: С резус-положительными (D+) эритроцитами – не позднее 1 мин. Область применения: Эритроцеттм-Цоликлон анти-D Супер предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Вскрытый флакон можно хранить при температуре 2-8 °С в течение месяца в закрытом виде. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови
2 Цоликлон анти А 10мл №10	8	25000,00	200000,00	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-А во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антигела моноклональные Анти- А – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светлого- малинового или розового цвета. Гематоглинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II) и А1В(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гематоглиниции и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови

3	Цоликлон анти В 10мл №10	8	25000,00	200000,00	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-В во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- В – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы В(III) и А1В(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	
4	Цоликлон анти АВ 5мл №10	15	23000,00	345000,00	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-АВ во флаконе по 5 мл №10. 5 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А и Анти- В – титр 1:32 ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II), В(III) и А1В(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови
5	Цоликлон анти А 1 5мл	1	49000,00	49000,00	Состав и описание изделия: ЭритроТестТМ-Цоликлоны СМ Анти-А1 для определения антигена А1 и А2 и более слабые варианты антигена А - Аз, Ах. Пласт. Фл/5мл №10. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014766 Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови

6	Цоликлон анти Е супер 5мл х 10фл	2	46500,00	93000,00	Состав и описание изделия: ЭритроТест™-цоликлон Анти-Е Супер антигела диагностические моноклональные для типирования крови человека по системам Резус во флаконе по 5мл №10. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета. Область применения: предназначен для выявления Антиген Е системы резус на эритроцитах человека в реакции прямой гематглютинации. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°C в течение всего срока годности. Срок годности: 1 год. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови
7	Цоликлон анти С супер 5мл х 10фл	2	46500,00	93000,00	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОН АНТИ-С СУПЕР Анти-Rh' (С) моноклональный реагент для определения С антигена системы резус на эритроцитах человека во флаконе по 5 мл №10 Внешний вид: прозрачную слегка опалесцирующую жидкость бледно-желтого или бледно-розового цвета. Область применения: Предназначен для выявления антигена С системы резус на эритроцитах человека в реакции прямой гематглютинации и может применяться взамен или параллельно с аллоиммунной анти-С сывороткой. ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер обладает способностью взаимодействовать с антигеном Сw; рекомендуется использовать моноклональные антигела анти-Сw при необходимости дифференцировать эти антигены. Условия хранения: Хранение реагента должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°C в течение всего срока годности. Срок годности: 1 год. Не применять после истечения срока годности. Организация-производитель: ООО «ГЕМАТОЛОГ», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови

8	Цоликлон анти с KELL 5мл x 10фл	20	53000,00	1060000,00	Состав и описание изделия: Эритрогесттм-цоликлон анти-Келл Супер антителя диагностические моноклональные для типирования крови человека по системам Резус и Келл во флаконе по 5мл №10. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-желтого цвета. Гемагглютинирующая способность на плоскости: с Келл-положительными эритроцитами - не позднее 2 мин. Область применения: предназначен для выявления антигена К системы Келл на эритроцитах человека в реакции прямой гемагглютинации. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°C в течение всего срока годности. Срок годности: 1 год. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови
9	ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлон Анти-е малая 5 мл №10	2	125000,00	250000,00	Состав и описание изделия: Эритрогесттм-цоликлон Анти-е малая антителя диагностические моноклональные для типирования крови человека по системам Резус во флаконе по 5мл №10. Внешний вид: Прозрачная бесцветная слегка опалесцирующая жидкость. Область применения: предназначен для выявления Антиген е системы резус на эритроцитах человека в реакции прямой гемагглютинации. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°C в течение всего срока годности. Срок годности: 1 год. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови
10	Эритрогесттм-Цоликлоны CM Анти-Асл	1	46000,00	46000,00	Состав и описание изделия: Эритрогесттм-Цоликлоны CM Анти-Асл для определения антигена A1 и A2 и более слабые варианты антигена A - Aз, Ах. Пласт. Фл/5мл №10. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014766 Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	

11	ЭРИТРОТЕСТМ-Цоликлон Анти-с малая 5 мл №10	2	125000,00	250000,00	Состав и описание изделия: Эритротестм-цоликлон Анти-с малая антитела диагностические моноклональные для типирования крови человека по системам Резус во флаконе по 5мл №10. Внешний вид: Прозрачная бесцветная слегка опалесцирующая жидкость. Область применения: предназначен для выявления Антиген с системы резус на эритроцитах человека в реакции прямой гематтотипации. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8°С в течение всего срока годности. Срок годности: 1 год. Не применять после истечения срока годности. Производитель: ООО «Гематолог», Российская Федерация, Москва	ГКП на ПХВ "Областной центр крови" г.Актау, 34А мкр., здание центр крови
Приложение №2						
Поставка товара производится по заявке Заказчика в течение 2024 года						