

**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений  
на приобретение ИМН для оказания гарантированного объема бесплатной  
медицинской помощи в ГККП «Областной центр крови»**

г.Актау

15.02.2018 года

В 12:00 часов 09 февраля 2018 года произведена процедура вскрытия конвертов с заявками по запусу объявленным 01.02.2018 года способом запроса ценовых предложений приобретение реагентов для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, по адресу:

- Г.Актау, 34А мкр., здание центр крови.


1. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия «ock.mangystau.kz»

| №<br>п/п | Наименование поставщика | Номер лота,наименование товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Юридический адрес поставщика     | Время представления по журналу |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | ТОО «Казфармсервис»     | <p>№ 2 - Пакет МО на класс "А" размер 800*700, <b>черный</b></p> <p>№ 3 - Пакет МО на кл "Б" размер 600*330, желтый</p> <p>№ 4 - Пакет МО на кл "Г" размер 800*700 белый</p> <p>№ 5 - Пакет МО на кл "В" размер 600*330 красный</p> <p>№ 6 - Шпатель терапевтический</p> <p>№ 15- Пробирка микроцентрифужная 2 мл "Эппендорф" 500шт;</p> <p>№ 16 - Клеенка подкладная медицинская,</p> <p>№ 19 - Цоликлон анти А 10 мл № 10,</p> <p>№ 20 - Цоликлон анти В 10 мл № 10</p> <p>№ 21 -Цоликлон анти Д супер 5 мл №</p> <p>№ 22 - Цоликлон анти АВ 5 мл № 10</p> <p>№ 23 - Цоликлон анти С супер 5 мл №</p> <p>№ 24 – Цоликлон анти Е супер 5 мл №</p> <p>№ 25- Цоликлон анти Е малая 5 мл</p> <p>№ 26 – Цоликлон анти С малая 5 мл</p> <p>№ 27 - Цоликлон анти Келл 5 мл № 10</p> <p>№ 28 – Цоликлон анти А1, 5 мл в 1 упак.</p> | Г.Актау, 6мкр., 8 дом , офис 100 | 09.02.2018<br>09:15:00         |

|  |  |                                                                                                                        |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | № 29 – Цоликлон анти А<br>слабый 5 мл<br>№ 30 – Раствор Полиглюкина<br>33 % 10 мл<br>№ 31 - КБУ 12 литров с<br>пакетом |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|


2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг-прилагается протоколу об итогах.
3. Рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков,  
РЕШИЛ:
- 3.1. По лотам 2,3,4,5,6,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 - признать закуп несостоявшимся, так как был представлен конверт одним потенциальным поставщиком

Директор ГККП «Областной центр крови»  
Мангистауского областного  
Управления здравоохранения



Сарсамалиев Р.В.

Уполномоченный представитель  
Организатора закупок,  
Менеджер по гос.Закупкам



Дүйшова П.К.

| № лота | Наименование товаров                                | Описание товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ед.изм | Кол-во | Приложение к протоколу итогов от 15.02.2018 г. |                     |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | Выделенная сумма для закупок за ед.            | ТОО Казфармс сервис |
| 2      | Пакет МО на класс "А" размер 800*700, <b>черный</b> | Используются для хранения и утилизации отходов класса «А», которые не контактировали с опасными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 2000   | 49,00                                          | 48                  |
| 3      | Пакет МО на кл "Б" размер 600*330, <b>желтый</b>    | Цвет желтый. Применяются для сбора потенциально опасных отходов, с риском инфицирования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 2000   | 28,00                                          | 27                  |
| 4      | Пакет МО на кл "Г" размер 800*700 <b>белый</b>      | Применяются для утилизации медикаментов с истекшими сроками годности, приборов содержащих ртуть и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 50     | 49,00                                          | 48                  |
| 5      | Пакет МО на кл "В" размер 600*330 <b>красный</b>    | Окрашенные в красный цвет мешки применяются для очень опасных отходов группы «В», которые контактировали с агрессивными вирусами, бактериями.                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1000   | 28,00                                          | 27                  |
| 6      | Шпатель терапевтический                             | Шлифованный, деревянный, стерильный, одноразовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт     | 1000   | 25,00                                          | 24                  |
| 15     | Пробирка микроцентрифужная 2 мл "Эппендорф" 500шт   | Предназначена для взятия микророб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. | упак   | 20     | 4 000,00                                       | 3 800               |
| 16     | Клеенка подкладная медицинская                      | Предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала. эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой.                                                                                                                             | метр   | 30     | 717,00                                         | 716                 |
| 19     | Цоликлон анти А 10 мл № 10                          | Предназначены для определения групп крови человека системы АВО взамен стандартных изогем-агглютинирующих сывороток.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | упак   | 30     | 7 760,00                                       | 7 750               |
| 20     | Цоликлон анти В 10 мл № 10                          | Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и Kell в прямых реакциях гемагглютинации                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упак   | 30     | 7 760,00                                       | 7 750               |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |           |        |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|--------|
| 21 | Цоликлон анти Д супер 5 мл № 10      | Моноклональные антитела к D-антигенам эритроцитов человека системы резус. Представляет собой разведенную соевым раствором культуральную жидкость, содержащую полные антитела анти-D изотипа IgM, стабилизированную азидом натрия                                                                                                                                   | упак | 40 | 11 070,00 | 11 000 |
| 22 | Цоликлон анти АВ 5 мл № 10           | Предназначен для определения антигена А, В и АВ и их «слабых» разновидностей в реакции прямой гемагглютинации. Реагент анти-АВ представляет собой смесь анти-А, анти-В и анти-АВ антител                                                                                                                                                                           | упак | 15 | 16 020,00 | 16 000 |
| 23 | Цоликлон анти С супер 5 мл № 10      | Содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микропланте                                                                                                                                                                                    | упак | 3  | 22 200,00 | 22 150 |
| 24 | Цоликлон анти Е супер 5 мл № 10      | Предназначен для выявления антигена (е) системы резус на эритроцитах человека в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с аллоиммунной анти-е сывороткой.                                                                                                                                                                             | упак | 3  | 22 200,00 | 22 150 |
| 25 | Цоликлон анти Е малая 5 мл № 10      | Обладают высокой авидностью, высоким титром, и не дают перекрестных реакций.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | упак | 2  | 42 000,00 | 41 950 |
| 26 | Цоликлон анти С малая 5 мл № 10      | Пластиковый флакон-капельница 10 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | упак | 2  | 42 000,00 | 41 950 |
| 27 | Цоликлон анти Келл 5 мл № 10         | ЦОЛИКЛОН АНТИ-Kell содержит моноклональные полные (IgM) анти-Kell антитела. Реагент предназначен для тестирования эритроцитов в реакции прямой агглютинации на плоскости. Анти-Kell антитела, входящие в состав препарата, высокоспецифичны и не дают перекрестных реакций.                                                                                        | упак | 20 | 24 000,00 | 23 950 |
| 28 | Цоликлон анти А1, 5 мл в 1 упаковке. | ЦОЛИКЛОН АНТИ-A1 - реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. С эритроцитами, содержащими А2 или более слабые формы А антигена, ЦОЛИКЛОН АНТИ-A1 не реагирует, но в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию                  | упак | 1  | 42 000,00 | 41 950 |
| 29 | Цоликлон анти А слабый 5 мл № 10     | Реагент, разработанный для определения слабых вариантов А-антигена. Реагент дает одинаковую агглютинацию с А1 и А2 эритроцитами. Более слабая, но четкая агглютинация отмечается с эритроцитами А3, Ах и других слабых вариантов А-антигена. Предназначен для уточнения группы крови в случаях расхождения результатов перекрестного определения групп системы АВО | упак | 1  | 17 100,00 | 17 050 |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |           |        |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------|
| 30 | Раствор Полиглобина 33 % 10 мл № 10 | Реагент на основе 33% раствора декстрана, являющийся потенциатором неполных (IgG) антител. Вызывает агглютинацию эритроцитов, сенсibilизированных неполными сывороточными или моноклональными антителами. Для обнаружения антител к донорским эритроцитам при постановке пробы на совместимость в «полиглобиновом тесте». В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Реактив выпускается в жидкой форме во флаконах объемом 5 или 10 мл (1 мл содержит 10 доз). Срок хранения — два года в темном месте при температуре +2...+8°C. Вскрытый флакон пригоден до конца срока годности, указанного на этикетке, при соблюдении условий хранения. | упак | 10   | 30 400,00 | 30 350 |
| 31 | КБУ 12 литров с пакетом             | Для сбора и дальнейшей утилизации медицинских отходов. На пакете должно располагаться информационное окно, содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 2000 | 260,00    | 259    |

Директор

*Pa.*

Сарсамалиев Р.В.



Приложение к протоколу  
итогов от 15.02.2018 г.

| № лота | Наименование товаров                                   | Описание товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ед.изм | Кол-во |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2      | Пакет МО на класс "А" размер 800*700,<br><b>черный</b> | Используются для хранения и утилизации отходов класса «А», которые не контактировали с опасными вирусами, инфекциями, а также для бытового мусора.                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 2000   |
| 3      | Пакет МО на кл "Б" размер 600*330,<br>желтый           | Цвет желтый. Применяются для сбора потенциально опасных отходов, с риском инфицирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 2000   |
| 4      | Пакет МО на кл "Г" размер 800*700<br><b>белый</b>      | Применяются для утилизации медикаментов с истекшими сроками годности, приборов содержащих ртуть и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 50     |
| 5      | Пакет МО на кл "В" размер 600*330<br>красный           | Окрашенные в красный цвет мешки применяются для очень опасных отходов группы «В», которые контактировали с агрессивными вирусами, бактериями.                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1000   |
| 6      | Шпатель терапевтический                                | Шлифованный, деревянный, стерильный, одноразовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 1000   |
| 15     | Пробирка микроцентрифужная 2 мл<br>"Эппендорф" 500шт   | Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой.<br>Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. | упак   | 20     |
| 16     | Клеенка подкладная медицинская                         | Предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала. эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой                                                                                                                                  | метр   | 30     |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 19 | Цоликлон анти А 10 мл № 10      | Предназначены для определения групп крови человека системы АВО взамен стандартных изогем-агглютинирующих сывороток.                                                                                                                                                         | упак | 30 |
| 20 | Цоликлон анти В 10 мл № 10      | Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и Kell в прямых реакциях гемагглютинации                                                                                                                                                             | упак | 30 |
| 21 | Цоликлон анти Д супер 5 мл № 10 | Моноклональные антитела к D-антигенам эритроцитов человека системы резус. Представляет собой разведенную солевым раствором культуральную жидкость, содержащую полные антитела анти-D изотипа IgM, стабилизированную азидом натрия                                           | упак | 40 |
| 22 | Цоликлон анти АВ 5 мл № 10      | Предназначен для определения антигена А, В и АВ и их «слабых» разновидностей в реакции прямой гемагглютинации. Реагент анти-АВ представляет собой смесь анти-А, анти-В и анти-АВ антител                                                                                    | упак | 15 |
| 23 | Цоликлон анти С супер 5 мл № 10 | Содержат моноклональные антитела человека класса IgM и выявляют соответствующий антиген системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микропланте                                                                                             | упак | 3  |
| 24 | Цоликлон анти Е супер 5 мл № 10 | Предназначен для выявления антигена (е) системы резус на эритроцитах человека в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с аллоиммунной анти-е сывороткой                                                                                       | упак | 3  |
| 25 | Цоликлон анти Е малая 5 мл № 10 | Обладают высокой авидностью, высоким титром, и не дают перекрестных реакций.                                                                                                                                                                                                | упак | 2  |
| 26 | Цоликлон анти С малая 5 мл № 10 | Пластиковый флакон-капельница 10 мл.                                                                                                                                                                                                                                        | упак | 2  |
| 27 | Цоликлон анти Келл 5 мл № 10    | ЦОЛИКЛОН АНТИ-Kell содержит моноклональные полные (IgM) анти-Kell антитела. Реагент предназначен для тестирования эритроцитов в реакции прямой агглютинации на плоскости. Анти-Kell антитела, входящие в состав препарата, высокоспецифичны и не дают перекрестных реакций. | упак | 20 |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 28 | Цоликлон анти A1, 5 мл в 1 упак. | <p>ЦОЛИКЛОН АНТИ-A1 - реагент, разработанный для дифференциации A1 и более слабых форм A антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов A1 и A1B. С эритроцитами, содержащими A2 или более слабые формы A антигена, ЦОЛИКЛОН АНТИ-A1 не реагирует, но в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию.</p> | упак | 1 |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 29 | Цоликлон анти А слабый 5 мл № 10    | Реагент, разработанный для определения слабых вариантов А-антигена. Реагент дает одинаковую агглютинацию с А1 и А2 эритроцитами. Более слабая, но четкая агглютинация отмечается с эритроцитами А3, Ах и других слабых вариантов А-антигена. Предназначен для уточнения группы крови в случаях расхождения результатов перекрестного определения групп системы АВО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | упак | 1    |
| 30 | Раствор Полиглюкина 33 % 10 мл № 10 | Реагент на основе 33% раствора декстрана, являющийся потенциатором неполных (IgG) антител. Вызывает агглютинацию эритроцитов, сенсibilизированных неполными сывороточными или моноклональными антителами. Для обнаружения антител к донорским эритроцитам при постановке пробы на совместимость в «полиглюкиновом тесте». В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Реактив выпускается в жидкой форме во флаконах объемом 5 или 10 мл (1 мл содержит 10 доз). Срок хранения — два года в темном месте при температуре +2...8°C. Вскрытый флакон пригоден до конца срока годности, указанного на этикетке, при соблюдении условий хранения. | упак | 10   |
| 31 | КБУ 12 литров с пакетом             | Для сбора и дальнейшей утилизации медицинских отходов. На пакете должно располагаться информационное окно, содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов.<br>Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 2000 |

Директор

Сарсамалиев Р.В.